



Panadent Corporation
580 S. Rancho Avenue • Colton, California 92324, USA
Tel: (909) 783-1841 • USA & Canada (800) 368-9777




Ces instructions s'appliquent
à l'article suivant :
[REF4094](#)

Instructions pour adaptateur Denar



Serrez l'adaptateur Denar sur le cadre inférieur de l'articulateur Denar à l'aide de la vis de la plaque de montage.



Du fait de la hauteur peu élevée de l'articulateur Denar, la Plateforme Kois doit être ajustée jusqu'en bas (- 6 mm) avant le moule de montage.



Indexez la plateforme Panadent Kois sur l'adaptateur Denar de l'articulateur. Suivez maintenant les procédures de montage présentées dans le manuel Kois.



Panadent Corporation
580 S. Rancho Avenue • Colton, California 92324, USA
Tel: (909) 783-1841 • USA & Canada (800) 368-9777




Ces instructions s'appliquent
à l'article suivant :
[REF4094](#)

Instructions pour adaptateur Denar



Serrez l'adaptateur Denar sur le cadre inférieur de l'articulateur Denar à l'aide de la vis de la plaque de montage.



Du fait de la hauteur peu élevée de l'articulateur Denar, la Plateforme Kois doit être ajustée jusqu'en bas (- 6 mm) avant le moule de montage.



Indexez la plateforme Panadent Kois sur l'adaptateur Denar de l'articulateur. Suivez maintenant les procédures de montage présentées dans le manuel Kois.

