



Panadent

■ Panadent Corporation
580 S. Rancho Avenue • Colton, Kalifornien 92324, USA
Tel: (909) 783-1841

REF 1610
1620
1701
1801

PFLEGE UND WARTUNG DES ARTIKULATORS

Ihr Artikulator von Panadent ist ein Präzisionsinstrument, welches gepflegt und regelmäßig gewartet werden muss. Setzen Sie den Artikulator nicht extremen Temperaturen, Druck oder Bedingungen aus, da die Fabrikpezifikationen des Artikulators verlorengehen können und die Oberfläche beeinträchtigt werden kann.

REINIGUNG

Es wird empfohlen, Silikonspray zum Reinigen und zum Entfernen von Ablagerungen von Wachs, Porzellan oder Karborundsand zu verwenden.

SCHMIERUNG

Bringen Sie regelmäßig eine dünne Schicht Vaseline mit einem Wattestäbchen auf den kondylären Führungsbereich der Bewegungsanaloge auf. Sprühen Sie die Oberflächen des oberen und unteren Rahmen leicht mit einem leichten Film aus Silikonspray ein, bevor Sie Abdrücke anbringen, damit der Befestigungsstein leicht nur mit den Fingern vom Instrument entfernt werden kann.

LAGERUNG

Wenn der Artikulator nicht verwendet wird, lagern Sie ihn in einer sauberen, trockenen Umgebung. LAGERN SIE IHN NICHT in der Nähe von Säuren, Laugen oder Medikamenten, da deren Dämpfe dazu führen können, dass das Instrument rostet.

L-ACM-GR REV 3/30/11



Panadent

■ Panadent Corporation
580 S. Rancho Avenue • Colton, Kalifornien 92324, USA
Tel: (909) 783-1841

REF 1610
1620
1701
1801

PFLEGE UND WARTUNG DES ARTIKULATORS

Ihr Artikulator von Panadent ist ein Präzisionsinstrument, welches gepflegt und regelmäßig gewartet werden muss. Setzen Sie den Artikulator nicht extremen Temperaturen, Druck oder Bedingungen aus, da die Fabrikpezifikationen des Artikulators verlorengehen können und die Oberfläche beeinträchtigt werden kann.

REINIGUNG

Es wird empfohlen, Silikonspray zum Reinigen und zum Entfernen von Ablagerungen von Wachs, Porzellan oder Karborundsand zu verwenden.

SCHMIERUNG

Bringen Sie regelmäßig eine dünne Schicht Vaseline mit einem Wattestäbchen auf den kondylären Führungsbereich der Bewegungsanaloge auf. Sprühen Sie die Oberflächen des oberen und unteren Rahmen leicht mit einem leichten Film aus Silikonspray ein, bevor Sie Abdrücke anbringen, damit der Befestigungsstein leicht nur mit den Fingern vom Instrument entfernt werden kann.

LAGERUNG

Wenn der Artikulator nicht verwendet wird, lagern Sie ihn in einer sauberen, trockenen Umgebung. LAGERN SIE IHN NICHT in der Nähe von Säuren, Laugen oder Medikamenten, da deren Dämpfe dazu führen können, dass das Instrument rostet.

L-ACM-GR REV 3/30/11