


Istruzioni della guida per ceratura a proporzione aurea



Una guida per ceratura a proporzione aurea può essere utilizzata insieme alla piattaforma Kois per valutare la larghezza dei denti in base alla larghezza dell'incisivo centrale.




La piattaforma Kois può essere regolata in altezza fino alla posizione desiderata del margine incisale, così da stabilire le lunghezze dentali ideali.



La lunghezza e la larghezza dei denti possono essere ora riprodotte per stabilire un trattamento ideale per estetica e funzionalità.

Istruzioni della guida per ceratura a proporzione aurea



Una guida per ceratura a proporzione aurea può essere utilizzata insieme alla piattaforma Kois per valutare la larghezza dei denti in base alla larghezza dell'incisivo centrale.



La piattaforma Kois può essere regolata in altezza fino alla posizione desiderata del margine incisale, così da stabilire le lunghezze dentali ideali.



La lunghezza e la larghezza dei denti possono essere ora riprodotte per stabilire un trattamento ideale per estetica e funzionalità.