



Panadent

Panadent Corporation
580 S. Rancho Avenue • Colton, California 92324, USA
Tel: (909) 783-1841

REF 1610, 1620, 1801, 1701

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL ARTICULADOR

Su articulador Panadent es un instrumento de precisión que requiere de cuidado y mantenimiento periódico. No exponga el articulador a temperaturas extremas, presiones o condiciones que puedan causar un cambio en las especificaciones de fábrica o afectar el acabado

LIMPIEZA

Se recomienda usar aerosol de silicón Pana-Lube para limpiar acumulaciones de cera, porcelana o arena de carborundo.

LUBRICACIÓN

Aplicar periódicamente con un hisopo una capa delgada de jalea de petróleo al área de las guías condilares de los Análogos de Movimiento. Rocíar ligeramente toda la superficie del bastidor superior e inferior con una capa delgada de aerosol de silicón Pana-Lube cada vez antes de montar los moldes para que la piedra de montaje pueda removerse fácilmente con los dedos.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, almacenar el articulador en un ambiente limpio y seco. NO almacenar cerca de ácidos, álcalis o medicamentos ya que los vapores pueden corroer el instrumento.

L-ACM-SP REV 02/13/11



Panadent

Panadent Corporation
580 S. Rancho Avenue • Colton, California 92324, USA
Tel: (909) 783-1841

REF 1610, 1620, 1801, 1701

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL ARTICULADOR

Su articulador Panadent es un instrumento de precisión que requiere de cuidado y mantenimiento periódico. No exponga el articulador a temperaturas extremas, presiones o condiciones que puedan causar un cambio en las especificaciones de fábrica o afectar el acabado

LIMPIEZA

Se recomienda usar aerosol de silicón Pana-Lube para limpiar acumulaciones de cera, porcelana o arena de carborundo.

LUBRICACIÓN

Aplicar periódicamente con un hisopo una capa delgada de jalea de petróleo al área de las guías condilares de los Análogos de Movimiento. Rocíar ligeramente toda la superficie del bastidor superior e inferior con una capa delgada de aerosol de silicón Pana-Lube cada vez antes de montar los moldes para que la piedra de montaje pueda removerse fácilmente con los dedos.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, almacenar el articulador en un ambiente limpio y seco. NO almacenar cerca de ácidos, álcalis o medicamentos ya que los vapores pueden corroer el instrumento.

L-ACM-SP REV 02/13/11