



Panadent

Panadent Corporation
580 S. Rancho Avenue • Colton, Californie 92324, États-Unis
Tél : (909) 783-1841 • États-Unis & Canada (800) 368-9777

REF 160

1620

1701

1801

SOIN ET ENTRETIEN DE L'ARTICULATEUR

Votre articulateur Panadent est un instrument de précision qui nécessite des soins et un entretien périodiques. Ne l'exposez pas à des températures, des pressions ou des conditions extrêmes car cela pourrait affecter son réglage d'usine et sa finition.

NETTOYAGE

Il est recommandé d'utiliser un spray en silicone pour nettoyer et essuyer les accumulations de poussières de cire, de porcelaine ou de carbure de silicium.

GRAISSAGE

Appliquez régulièrement une fine couche de vaseline à l'aide d'un coton-tige sur la zone de guidage condylien des mécanismes analogiques de mouvement. Pulvérisez légèrement l'ensemble de la surface de la structure supérieure et de la structure inférieure avec un mince film de spray en silicone avant de monter les prothèses de manière à ce que le plâtre soit facilement retirable de l'instrument avec les doigts.

STOCKAGE

Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'articulateur dans un environnement propre et sec. **NE LE STOCKEZ PAS** près d'acides, d'alcalis ou de médicaments, car leurs émanations peuvent corroder l'instrument.

L-ACM-FR REV 11/25/13



Panadent

Panadent Corporation
580 S. Rancho Avenue • Colton, Californie 92324, États-Unis
Tél : (909) 783-1841 • États-Unis & Canada (800) 368-9777

REF 160

1620

1701

1801

SOIN ET ENTRETIEN DE L'ARTICULATEUR

Votre articulateur Panadent est un instrument de précision qui nécessite des soins et un entretien périodiques. Ne l'exposez pas à des températures, des pressions ou des conditions extrêmes car cela pourrait affecter son réglage d'usine et sa finition.

NETTOYAGE

Il est recommandé d'utiliser un spray en silicone pour nettoyer et essuyer les accumulations de poussières de cire, de porcelaine ou de carbure de silicium.

GRAISSAGE

Appliquez régulièrement une fine couche de vaseline à l'aide d'un coton-tige sur la zone de guidage condylien des mécanismes analogiques de mouvement. Pulvérisez légèrement l'ensemble de la surface de la structure supérieure et de la structure inférieure avec un mince film de spray en silicone avant de monter les prothèses de manière à ce que le plâtre soit facilement retirable de l'instrument avec les doigts.

STOCKAGE

Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'articulateur dans un environnement propre et sec. **NE LE STOCKEZ PAS** près d'acides, d'alcalis ou de médicaments, car leurs émanations peuvent corroder l'instrument.

L-ACM-FR REV 11/25/13